

Таблица соответствия инструментов для установки цилиндрических стекловолоконных штифтов (ШВС S)

Штифты стекловолоконные серии S	Дрель калибровочный для титановых штифтов
	с конусностью 0,8
ШВС S1 (125-17)	ДК (1,35-7,10) фиолетовый
ШВС S2 (140-17)	ДК (1,44-8,40) белый
ШВС S3 (155-17)	ДК (1,60-8,60) синий

Таблица соответствия инструментов для установки стекловолоконных штифтов с объёмной головкой (ШВС M)

Штифты стекловолоконные серии M	Дрель калибровочный	Торцевая фреза
ШВС M1 (125-0,7)	ДК (1,35-7,10) фиолетовый	ТФ 1,25 фиолетовый
ШВС M2 (140-0,7)	ДК (1,44-8,40) белый	ТФ 1,40 белый
ШВС M3 (155-0,9)	ДК (1,60-8,60) синий	ТФ 1,55 синий

Таблица соответствия инструментов для установки стекловолоконных цилиндрических штифтов (ШВС L)

Штифты стекловолоконные серии L	Дрель расширительный четырёхгранный
ШВС (105) L1	ДРЧ 1,06- 11,8/19,00
ШВС (120) L2	ДРЧ 1,21-11,8/19,00
ШВС (135) L3	ДРЧ 1,36-11,8/19,00
ШВС (150) L4	ДРЧ 1,52-11,8/19,00
ШВС (165) L5	ДРЧ 1,67-11,8/19,00
ШВС (180) L6	ДРЧ 1,82-11,8/19,00
Штифты стекловолоконные серии L	Дрель расширительный цилиндрический
ШВС (105) L1	ДРЦ 1,05-9,0
ШВС (120) L2	ДРЦ 1,20-9,0
ШВС (135) L3	ДРЦ 1,35-9,0
ШВС (150) L4	ДРЦ 1,50-9,0
ШВС (165) L5	ДРЦ 1,65-9,0
ШВС (180) L6	ДРЦ 1,80-9,0

Таблица соответствия инструментов для установки стекловолоконных конических штифтов (ШВС K)

Штифты стекловолоконные серии K	Дрель конический
ШВС (105-0,7) K1	ДКС 1,05
ШВС (120-0,8) K2	ДКС 1,20
ШВС (135-0,85) K3	ДКС 1,35
ШВС (150-0,9) K4	ДКС 1,50
ШВС (165-0,95) K5	ДКС 1,65
ШВС (180-1,0) K6	ДКС 1,80

Таблица соответствия инструментов для установки штифтов внутриканальных конических титановых ШВКТ:

Штифты титановые	Дрель расширительный (одно цветное кольцо)	Дрель калибровочный (два цветных кольца)
№ 1 (008S) фиолетовый	ДР (0,76-7,50)	ДК (1,35-7,10)
№ 2,3 (108S,108L) белый	ДР (0,76-8,70)	ДК (1,44-8,40)
№ 4,5 (208S, 208L) жёлтый	ДР (0,76-10,50)	ДК (1,62-10,20)
№ 6,7 (308S, 308L) красный	ДР (0,76-12,30)	ДК (1,79-11,90)
№ 8,9 (110S, 110L) синий	ДР (0,98-8,70)	ДК (1,60-8,60)
№ 10,11 (210S, 210L) зелёный	ДР (0,98-10,50)	ДК (1,80-10,50)
№ 12,13 (310S, 310L) чёрный	ДР (0,98-12,30)	ДК (2,0-12,20)

Дрель предкалибровочный ДПК (1,84-11,90)

Ключ крестовый для титановых штифтов КК-0,23

Таблица соответствия инструментов для штифтов позолоченных (ШВП), внутриканальных титановых (ШВТ), нержавеющей штифтов (ШВН), внутриканальных титановых анкерных (ШВТА):

ШВП, ШВН, ШВТА, ШВТ	Дрель расширительный четырёхгранный
S1 M1 L1 XL 1	ДРЧ 1,06- 11,8/19,00
S2 M2 L2 XL 2	ДРЧ 1,21-11,8/19,00
S3 M3 L3 XL 3	ДРЧ 1,36-11,8/19,00
S4 M4 L4 XL 4	ДРЧ 1,52-11,8/19,00
S5 M5 L5 XL 5	ДРЧ 1,67-11,8/19,00
S6 M6 L6 XL 6	ДРЧ 1,82-11,8/19,00

КЛЮЧИ	ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ШТИФТОВ
Ключ крестовый - КК-0,37	ШВП, ШВН, ШВТА
Ключ внутренний (полюй)- КВ - 1,70	ШВП, ШВН, ШВТА, ШВТ

Таблица соответствия инструментов для установки штифтов внутриканальных цилиндрических титановых ШВЦТ:

ШВЦТ	Дрель расширительный	Торцевая фреза	Дрель спиральный	Калибратор	Ключ шлицевой
2,75-8,75	ДР 1,15-6,0	ТФ 1,15	ДС 1,15	ДП 1,15	КШ 2,5
3,85-10,85	ДР 1,35-7,0	ТФ 1,35	ДС 1,35	ДП 1,35	КШ 3,0
4,95-13,95	ДР 1,60-9,0	ТФ 1,60	ДС 1,60	ДП 1,60	КШ 4,0